

Tehotippi Soft LSA on tehokas käyttövalmis vedinkasto,
jolla on erinomaiset ihonhoito-ominaisuudet.

Iho-
ystävällinen

Tehotippi Soft LSA

- Ihoystävällinen uutuu!

Tehotippi Soft LSA:n ainutlaatuinen teho pohjautuu maitohapon ja salisyylihapon yhdistelmään.

Salisyylihappo

- erinomainen ja nopea desinfiointivaikutus

Maitohappo

- ihoa hoitava ominaisuus

Tehotippi Soft LSA sisältää lisäksi ihon haavaumien paranemista edistäviä ainesosia ja monipuolisesti ihoa hoitavia aineita kuten glyseriiniä, allantoiinia ja aloe veraa! Erinomainen valinta myös vaihteleviin kylmiin ja kosteisiin olosuhteisiin!

Tehotippi Soft LSA on käyttövalmis vedinkasto, jota käytetään laimentamattomana. Vetimet käsitellään koko pituudelta heti lypsytyn jälkeen suihkuttamalla joko automaattisesti tai manuaalisesti. Käyttömäärä: 3-10 ml/kerta, suositeltu määrä 5-8 ml. Jätä tuote vaikuttamaan seuraavaan lypsyyntä asti. Lehmien olisi hyvä pysyä seisaallaan, kunnes tuote on kuivunut (vähintään viisi minuuttia). Seuraavalla lypsykerralla puhdista vetimet ennen lypsimen kiinnitystä. Puhdista käyttövälineet säännöllisesti lämpimällä vedellä.

Tehotipin pakkauskoost
20 kg ja 60 kg.


Vilomix

